



Angiomat™ Illumena™

Sistema de administración de contraste para cardiología, angiografía y TC

La funcionalidad definida por el usuario del sistema de administración de contraste Angiomat™ Illumena™ establece el estándar de eficiencia y facilidad de uso. Con presionar con un solo dedo usted puede cambiar entre los modos cardio, angio y TC. Esta versatilidad notable del sistema expande su capacidad de administrar un cuidado avanzado al paciente a través de una gama crecientemente amplia de pacientes y procedimientos.

Para más información visite www.mallinckrodt.com

Esenciales
OptiSuite™



Angiomat™ Illumena™

Información de orden del producto

inyectores



Especificaciones técnicas

Tasa de flujo

Modos angio: 0,1–40,0

Modos ml/sTC: 0,1 - 10,0 ml/seg

Límite de presión

Modos angio: 75–1200 psi

Modos TC: 75–300 psi

Tamaños de jeringa

Jeringas vacías - 150, 200 ml

PFS - 50, 75, 100, 125 ml

Calentador de jeringa

37°C nominal

Minimiza la pérdida de calor del contraste precalentado

Demora de la inyección

0 - 300 seg

Demora de la radiografía

0 - 300 seg

Demora de escaneo (modo TC)

0 - 300 seg

Elevación de tasa

0 - 10 seg

Demora de fase

0 - 300 seg

Número de fases

1, 2 o 3-4

Memoria de protocolos

Modos angio: 45 protocolos

Modos TC: 45 protocolos

Sistema de administración

Código	Descripción
--------	-------------

► Pedestal

7261	Illumena™ – Sistema de administración de contraste con Pedestal rodante
7261-S	Illumena™ – Sistema de administración de contraste con Pedestal rodante

► Montaje en el techo

7272	Illumena™ – Sistema de administración de contraste con suspensión en el techo y montaje en estante
7272-S	Illumena™ – Sistema de administración de contraste con suspensión en el techo

► Montaje en mesa

7267	Illumena™ – Sistema de administración de contraste con montaje en mesa
7267-S	Illumena™ – Sistema de administración de contraste con montaje en estante mesa fija

► Placa frontal (opcional)

900480	Illumena™ – Ensamble placa frontal – 125 ml (PFS)
900491	Illumena™ – Ensamble placa frontal detección de aire – 150 ml
900477	Illumena™ – Ensamble placa frontal – 200 ml



► Sábana calentadora (opcional)

900430	Illumena™ – Ensamble sábana calentadora
--------	-----------------------------------------

Descartables

Código	Descripción	QTY
--------	-------------	-----

► Jeringa y paja J

900103	Jeringa Linden Luer con paja Handi-Fill™ 150 ml	50 cada uno
900105	Jeringa con paja Handi-Fill™ – 200 ml	50 cada uno



► Tubería de extensión

601281	Presión alta – adaptador Luer macho 122 cm (48")	25 cada uno
601280	Presión alta – adaptador Luer macho 76cm (30")	25 cada uno
601195	Tubería de extensión enroscada – 152 cm (60") – Para TC	50 cada uno



La disponibilidad del producto y el resumen de las características de los productos pueden variar de un país a otro. Para obtener información específica de su país, por favor póngase en contacto con su oficina local o distribuidores de productos farmacéuticos Mallinckrodt.

AP/CMDS/03
Agosto de 2013