



## CT9000™ ADV

Sistema de administración de contraste con cabezal único para TC

El inyector CT9000™ ADV es un sistema especializado de administración de medio de contraste para tomografía computarizada diseñado para mejorar la eficacia de la facilidad de operación y de tiempo de procedimiento. El software intuitivo, dirigido a través de menús conduce al usuario durante todo el proceso de inyección. El sistema de inyección acomoda tanto las jeringas desechables como las jeringas Optiray™ prellenadas de 200 ml.

Para obtener más información, visite [www.mallinckrodt.com](http://www.mallinckrodt.com)

OptiSuite  
Esenciales ▶



# CT9000™ ADV

## Información de orden del producto – Inyectores

Inyectores



### Especificaciones técnicas

#### Tasa de flujo

0.1 - 9.9mL/sec

#### Límite de presión

Hasta 300 psi

#### Tamaños de jeringa

Jeringas vacías de 200 ml

Jeringas prellenadas de alta presión de

50, 75, 100, 125 ml

#### Calentador de jeringa

37°C nominal

Minimiza la pérdida de calor del contraste precalentado

#### Volumen

0,1 ml a volumen en jeringa

Hasta 200 ml

#### Demora de escaneo

0 - 500 seg

#### Demora de la inyección

0 - 255 seg

#### Número de fases

4

#### Protocol Memory

12

### Sistema de administración

Código	Descripción
▶ Pedestal	
ADVUC9017	CT9000™ ADV – Sistema de administración de contraste – Soporte rodante
ADVUCI9017	CT9000™ ADV – Sistema de administración de contraste – Soporte rodante
ADVUCI90170B	CT9000™ ADV – Sistema de administración de contraste – Software de configuración de bolo Optibolus™
ADVUCI9017MOB	CT9000™ ADV – Sistema de administración de contraste – Software de configuración de bolo Optibolus™

### Descartables

Código	Descripción	QTY
▶ Multipack		
800099	CT9000™ ADV - Multi pack 200mL (tubería enroscada)	50 cada uno
▶ Syringe and J-Straw only		
800096	CT9000™ ADV - Jeringa con carga anterior con Handi-Fil™	50 cada uno
▶ Extension tubing		
601195	Tubería de extensión enroscada - 152 cm (60 ")	50 cada uno



La disponibilidad del producto y el resumen de las características de los productos pueden variar de un país a otro. Para obtener información específica de su país, por favor póngase en contacto con su oficina local o distribuidores de productos farmacéuticos Mallinckrodt.

AP/CMDS.04  
Agosto de 2013