

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL	1550 CW READY-BOX
NOMBRE GENÉRICO	PRECALENTADOR DE MEDIO DE CONTRASTE
MODALIDAD	CT- MDCT –ANGIOGRAFIA-HEMODINAMIA
MARCA	LIEBEL-FLARSHEIM

Ready Box® Contrast Warmer

DESCRIPCIÓN

Unidad de precalentamiento de medio de contraste, para salas de Tomografía, MDCT y Hemodinamia. Al mantener el contraste a temperatura corporal produce:

Disminución de la viscosidad, lo que facilita la inyección del MC. Permitiendo realizar inyecciones con mayor caudal con una catéter de menor calibre de aguja. Reduce la posibilidad de reacciones producidas por el disconfort de la inyección de de gran volumen de sustancias a menor temperatura que la corporal.

ESPECIFICACIONES TECNICAS



<u>Contrast Container</u>	<u>Capacity*</u>
200 ml bottles	66
150 ml bottles	66
100 ml bottles	108
50 ml vials	172
Ultraject prefilled syringes	40

APLICACIONES

La unidad de precalentamiento Ready Box ha sido diseñada para el almacenamiento del medio de contraste a una temperatura controlada de 37 grados lo cual disminuye la viscosidad del medio de contraste y facilita la administración y eliminación del mismo. Los beneficios de los Sistemas de almacenamiento de contraste READY-BOX de LF (en total) son muchos.